




ANELLI INTRASTROMALI INTACS



ANELLI INTACS STANDARD

INTACS è il primo sistema di correzione della miopia leggera, senza utilizzo del laser, approvato dal FDA americano. E' possibile effettuare trattamenti da -1 a -3 diottrie di miopia, con non più di 1 diottria di astigmatismo.

L'INTACS è composto da due mezzelune molto piccole e sottili dello stesso materiale utilizzato per le lenti a contatto o le lenti intraoculari impiantate nella cataratta.

INTACS rimodella la cornea senza disturbare l'asse visivo, e può essere rimosso in caso di necessità.

ANELLI INTACS SK

Il modello INTACS SK è stato ideato per il trattamento di:

- cheratoconi con valori cheratometrici superiori alle 55 diottrie
- astigmatismi post cheratoplastica perforante
- ectasie post lasik

Le principali caratteristiche tecniche possono così sintetizzarsi:

- zona ottica di impianto 6.0 mm
- sezione ellittica per ridurre aloni, abbagliamenti e il rischio di erosione corneale

ANELLI INTACS ASIMMETRICI

Come per il modello SK, il modello asimmetrico è stato studiato per il trattamento del cheratocono, ma la confezione si compone di 2 semi-anelli aventi 2 differenti spessori.

