



OCCHIALE DI PROVA PER BAMBINI



L'occhiale di prova per bambini Comoframe, realizzato in materiale termoplastico biomedicale, morbido e flessibile, è il frutto di esperienze negli studi di ofalmologi, strabologi, optometristi ed ortottisti.

Leggero e confortevole, è accettato anche dai più piccoli come un normale paio di occhiali, ed è sempre ben centrato sul viso grazie al cinturino elastico in dotazione.

L'occhiale è graduato secondo la scala Tabo ed accetta le normali lenti di prova di diametro 38 mm.