



PLUG LACRIMALE FORATO IN SILICONE FLOW CONTROLLER



Il dispositivo Flow Controller è un plug lacrimale in silicone pre-montato su inseritore plastico, munito di pulsante di rilascio e di seconda estremità con punta affusolata, da utilizzarsi come dilatatore del puntino lacrimale. Il plug è costruito con un canale passante centrale di forma cilindrica, il quale mantiene il flusso lacrimale attraverso il canalicolo, assicurando la pervietà del puntino in caso di stenosi. Prodotto interamente in silicone, è munito di una testa a sezione ribassata, al fine di minimizzare l'eventuale sensazione di corpo estraneo. La forma dell'estremità, tipo "tapered", è realizzata per creare una forza vettoriale che mantenga il plug aderente al puntino lacrimale. La morbidezza del silicone rende agevole in ogni caso una eventuale rimozione, che può essere effettuata utilizzando una normale pinza tipo gioielliere.

Il dispositivo è disponibile nelle seguenti misure:

- cod. 3065: Plug "flow controller" misura 0.5 mm.
- cod. 3066: Plug "flow controller" misura 0.6 mm.
- cod. 3067: Plug "flow controller" misura 0.7 mm.
- cod. 3068: Plug "flow controller" misura 0.8 mm.