



LENTE INTRAOCULARE PRECARICATA KS-3Ai



Nel sistema di iniezione precaricato KS-3Ai la lente intraoculare si trova già nel suo alloggiamento all'interno dell'iniettore. Ciò comporta due vantaggi: una migliore sicurezza di sterilità, e riduzione nel tempo di intervento, in quanto al chirurgo vengono evitati i passaggi di preparazione, caricamento e posizionamento.

La KS-3Ai può essere inserita tramite un taglio da 2.8 mm., evitando al paziente di subire un astigmatismo indotto e al chirurgo di suturare.

Il bordo square-edge della lente migliora sensibilmente la barriera alla proliferazione cellulare.

Sterilizzazione: Gas Ossido di Etilene

Materiale dell'ottica: Silicone

Materiale delle anse: Poliammide

Ottica: Asferica biconvessa-Square edge

Diametro ottica: 6 mm.

Lunghezza totale: 12.5 mm.

Angolazione: 10°

Costante A: 119.5

Diottrie disponibili: da +12.5 D a +28.5 D
(intervalli di 0.5 D)

